

CERTIFIKACE



**GALAXY**

ver 1.1

**USER MANUAL**  
**NÁVOD K POUŽITÍ**  
**POKYNY NA POUŽÍVANIE**

**EN**

Scheme & specs .....	2
Important .....	3
How to use .....	4
Messages .....	4
Do not do this .....	5
Calibration .....	5
Service, warranty, calibration .....	6

**CZ**

Schéma a specifikace .....	2
Důležité .....	3
Jak používat? .....	4
Oznámení .....	4
Tohle nedělejte .....	5
Kalibrace .....	5
Servis, záruka, kalibrace .....	6

**SK**


Schéma a špecifikácie .....	2
Dôležité .....	3
Ako používať? .....	4
Oznámenia .....	4
Toto nerobte .....	5
Kalibrácia .....	5
Servis, záruka, kalibrácia .....	6



**CZ** AlcoForce GALAXY je vysoce kvalitní elektrochemický alkohol tester pro osobní použití. Nepoužívejte pro kontrolu když piješ a chceš následně řídit.

**SK** AlcoForce GALAXY je vysoko kvalitný elektrochemický alkoholový tester na osobné použitie. Nepoužívajte ho na to, aby ste mohli piť a riadiť vozidlo!

## SCHEME & SPECS



**A**

**EN** mouthpiece

**CZ** náustek

**SK** náustok

**B**

**EN** measuring hole

**CZ** měřící otvor

**SK** merací otvor

**C**

**EN** display  
(result / messages)

**CZ** displej  
(výsledky/zprávy)

**SK** displej  
(výsledok / notifikácie)

**D**

**EN** function button

**CZ** funkční tlačítko

**SK** funkčné tlačidlo

**E**





**EN** battery cover

**CZ** kryt baterie


**SK** kryt batérie

**F**

**EN** air outlets (do not cover!) **CZ** výstupní otvory (nezakrývejte!) **SK** otvory výstupu (nezakrývajte ich!)



## IMPORTANT



EN end smoking,  
eating and drinking

rinse your mouth

switch on the device

perform 3  
measurements

CS konec kouření,  
jídla a pití

vypláchnout ústa

zapnout zařízení

provést 3 měření

SK ukončte fajčiť, jesť a piť

vypláchnite ústa

zapnite prístroj

vykonajte 3 merania




**[EN] Perform 3 measurements one by one and accept the highest one as the appropriate.**

[CS] Proveďte 3 měření, jedno po druhém, a za správný přijmí nejvyšší.

[SK] Vykonajte 3 merania jeden po druhom a za správný výsledok považujte ten najvyšší.

## HOW TO USE

1




EN **switching on the device**

CS zapnutí zařízení

SK zapnutie prístroja

2



EN **(1) preparation (2) nr - number  
(3) number of tests (4) countdown**

CS (1) příprava (2) nr-číslo  
(3) počet měření (4) odpočet

SK (1) príprava (2) nr-číslo  
(3) počet meraní (4) odpočet

3



EN **perform a long, strong exhale**

CS proveďte dlouhý, silný výdech

SK vykonajte dlhý, silný výdych

4



EN **after a „beep” sound the device will analyze  
your sample and show the result.**

CS po pípnutí zařízení analyzuje vzorek vzduchu  
a ukáže výsledek

SK po pípnutí zariadenie zanalyzuje vzorku vzduchu  
a ukáže výsledek

## MESSAGES



blo

EN Ready to measure. Blow.

CS Připraven k měření.  
Foukejte.

SK Prístroj je pripravený  
na meranie. Fúkajte.

FL0

EN You blew too little air.

CS Vyfoukli jste příliš málo  
vzduchu.

SK Vyfúkli ste príliš  
málo vzduchu.

bat

EN Weak batteries.

CS Slabé baterie.

SK Slabé batérie.

Out

EN Idle timeout.  
Turning off.

CS Čas pro měření vypršel.  
Zařízení se vypne.

SK Čas pre meranie vypršal.  
Zariadenie sa vypne.





## DO NOT DO THIS



**EN** Do not smoke, do not eat, do not drink 30 minutes before the measurement.

**Do not blow into the breathalyzer immediately after drinking alcohol.**

**Do not store the device in the car.**

**CS** Nekuřte, nejezte, nepijte 30 minut před měřením.

Bezprostředně po pití alkoholu nefoukejte do přístroje.

Neskladujte přístroj ve vozidle.

**SK** Nefajčite, nejedzte, nepite 30 minút pred meraním.

Bezprostredne po požití alkoholu nefúkajte do alkoholového testera.

Přístroj neskladujte vo vozidle.



## CALIBRATION



**This device should be calibrated:  
every 12 months or every 600 measurements.**

**CS** Toto zařízení by mělo být kalibrováno každých 12 měsíců nebo každých 600 měření.

**SK** Tento prístroj by sa mal kalibrovať každých 12 mesiacov alebo každých 600 meraní.

**The sensor of every breathalyzer, even if not used, is subject to gradual wear, which affects the performance of the breathalyzer. The reliability of the measurement is obtained thanks to periodic calibration of the device.**

**CS** Senzor každého alkohol testera, i když se nepoužívá, podléhá postupnému opotřebení, což ovlivňuje výkon dechového analyzátoru. Spolehlivost měření se dosahuje periodickou kalibrací přístroje.

**SK** Snímač každého alkoholového testera, aj keď sa nepoužíva, sa postupne opotrebuje, čo ovplyvňuje výkon prístroja. Spoľahlivosť merania sa dosahuje periodickou kalibráciou prístroja.

**Results significantly differing from the reality do not indicate the damage of the breathalyzer, but the need for its calibration.**

**CS** Výsledky výrazně se odlišující, neindikují poškození dechového analyzátoru, ale potřebu jeho kalibrace.

**SK** Výsledky, ktoré sa výrazne líšia od skutočnosti, neindikujú poškodenie alkoholového testera, ale potrebu jeho kalibrácie.



## SERVICE, WARRANTY, CALIBRATION



### READ BEFORE SENDING THE DEVICE TO SERVICE:

PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST, NEŽ PŘEDÁTE TESTER DO OPRAVY:  
PREČÍTAJTE SI NASLEDUJÚCU ČASŤ, NEŽ ODOVZDÁTE PRÍSTROJ NA OPRAVU:

**EN** The alcohol tester you are using is a high quality screening device (not evidence), which - as every other technical device - needs a bit of knowledge about it's specimen. Before you decide to send your device to service read user's manual carefully. There is a high chance that you'll find the solution for your problem here.

**CS** Používaný alkohol tester je vysoce kvalitní screeningové zařízení (nikoliv důkazní), které jako každé specializované zařízení vyžaduje znalosti jeho specifik. Proto než se rozhodnete předat alkohol tester do opravy, přečtěte si důkladně pokyny k obsluze. Možná v nich najdete řešení Vašeho problému.

**SK** Používaný alkohol tester je vysokokvalitné skriningové zariadenie (nie dôkazné), ktoré ako každé špecializované zariadenie vyžaduje znalosti jeho špecifik. Preto kým sa rozhodnete odovzdať alkohol tester do opravy, prečítajte si dôkladne pokyny na obsluhu. Možno v nich nájdete riešenie Vášho problému.

To claim a warranty / calibration please scan the QR code or type this adress directly

Chcete-li zařízení odeslat k reklamaci / re-kalibraci, naskenujte QR kód nebo zadejte adresu.



<https://alkozona.cz/rma>

Got questions? Contact us!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás!

Tel. +420774411547

[info@warscorp.com](mailto:info@warscorp.com)



**Work and Road Safety  
Corporation s.r.o.**

Kolbenova 610/26  
19000 Praha, Vysočany  
IČ: 05562686  
DIČ: CZ05562686

**Tel. +420774411547  
info@warscorp.com**